



ЕС500-2: ДОЗИРУЮЩАЯ КОНСОЛЬ

Габариты (ширина x глубина x высота)

Консоль 345 x 641 x 405 mm

Зона подогрева 340 x 253 mm

Вес 20,5 Kg

Регулируемая температура

Резервуар для парафина 40-70 °C

Подогрев углублений для щипцов 40-70 °C

Щипцы с электрическим подогревом 60-75 °C

Объем резервуара для парафина 5 l.

Температура зоны охлаждения 5 °C

Аксессуары увеличительное стекло

Ножной переключатель

Щипцы с электрическим подогревом.
Тонкий конец: 1, 2 and 4 mm



ЕС500-1: ОХЛАЖДАЮЩАЯ КОНСОЛЬ

Габариты (ширина x глубина x высота)

Консоль 335 x 623 x 395 mm

Зона охлаждения 375 x 307 mm

Вес 24,5 kg

Регулируемая температура от 0 до -12 °C

ЕС500-3: ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОНСОЛЬ

Габариты (ширина x глубина x высота)

Консоль 340 x 623 x 395 mm

Хранилище кассет 269 x 510 x 88 mm

Съемные поддоны 262 x 175 x 55 mm

Хранилище форм 275 x 170 x 180 mm

Вес 16 kg

Регулируемая температура (через дозирующую консоль)

Хранилище кассет 40-70 °C

Хранилище форм 40-70 °C

Especialidades Médicas Myr S.L

ISO 9001 / 13485 сертификат компании

C / Vidriers, 19 - 21, Pol. Ind. La Cometa 43700

El Vendrell, Spain

Тел. +34 977 66 8020

Факс. +34 977 66 8030

Почта. esp.medicas@myr.com.es

www.myr.com.es

Контакты локального дистрибьютера

Myr

УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ЗАЛИВКИ ОБРАЗЦОВ

ЕС 500

ДЛЯ ПАРАФИНОВЫХ БЛОКОВ

Универсальный функциональный дизайн
для комфортного пользования



МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЛИВКИ ОБРАЗЦОВ

ЕС 500

ДЛЯ ПАРАФИНОВЫХ БЛОКОВ

Универсальный функциональный дизайн для комфортного пользования

РАБОЧАЯ ЗОНА

Инновационный дизайн и функциональность для разных видов работ

Нагретые рабочие поверхности теплоизолированы со стороны оператора и имеют эргономичную форму. Просторная отапливаемая рабочая зона с антибликовыми белыми светодиодными лампами.

Регулируемый дозатор для парафина, подходящий для размещения «мега-кассет» и «супер-мегакассет». Встроенный восковой триммер. Биопсийный материал могут быть залиты в любое время, даже в «режиме ожидания».

ХРАНИЛИЩА И РЕЗЕРВУАРЫ

Эргономичность и функциональность для более удобной обработки

Два независимо нагреваемых хранилища большой емкости, для форм и кассет. 5-ти литровая емкость для парафина гарантирует непрерывную работу даже при большом размере образца. Избыточный парафин направляется в легко опорожняющиеся ящики для отходов, удобно расположенные с передней стороны.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Универсальная конфигурация для повышения удобства использования

Понятная, удобная клавиатура для программирования и настройки рабочих параметров. Автоматический таймер позволяет экономить энергию за счет автоматического включения и выключения с помощью автоматического расчета индивидуального времени предварительного нагрева.



ДОЗИРУЮЩАЯ КОНСОЛЬ ЕС500-2

- Пятилитровый резервуар для парафина
- Ручка для регулировки подачи парафина
- Подача парафина может регулироваться вручную (сенсорная панель) или с помощью педального переключателя (аксессуар)
- Регулируемая подставка для парафина для размещения «Мега кассет» и «Супер Мега кассет»
- Белая светодиодная подсветка
- 8 отапливаемых отверстий для щипцов
- Два встроенных парафиновых триммера
- Охлаждающая поверхность интегрирована в рабочее пространство
- 2 передних ящика для избыточного парафина
- Встроенный разъем для электрических щипцов с подогревом
- Увеличительное стекло с большим полем (аксессуар)

ОХЛАЖДАЮЩАЯ КОНСОЛЬ ЕС500-1

- Большая охлаждающая поверхность для до 60 кассет / форм
- Регулировка температуры от 0 до -12°C
- Стабильное распределение температуры по всей поверхности.
- возможно размещение справа и слева от дозирующей консоли
- Возможна автономная работа

ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОНСОЛЬ ЕС500-3

- Совместима с корзинами от любого обычного устройства для заливки образцов
- Кассетное хранилище большой емкости, укомплектованное 2мя съемными лотками, вмещающими 2 корзины (200 кассет) или 3 корзины без лотка (300 кассет)
- Выступающая крышка отдела хранения кассет
- Хранение пресс-форм вместимостью более 300 штук
- Работа возможна только при подключении к устройству заливки.