

Техническое задание на шкаф для архивирования предметных стекол В-101

	Наименование параметра	Предлагаемая функция или величина параметра
1.	Шкаф для архивирования предметных стекол	Наличие
2.	Число модулей в комплекте, не менее	4
3.	Число рядов с выдвижными ящиками в одном модуле, не менее	3
4.	Число выдвижных ящиков в одном ряду, не менее	6
5.	Общее число выдвижных ящиков в комплекте, не менее	72
6.	Общая вместимость предметных стекол в комплекте, не менее	65 000
7.	Возможность масштабирования шкафа в высоту на 135 мм и 5500 стекол	Наличие
8.	Перегородки в ящиках с вертикальным размещением предметных стекол	Наличие
9.	Материал корпуса, ящиков и основания шкафа - сталь марки GB710 толщиной, не менее	1 мм
10.	Материал ручки дверцы ящика АБС-пластик	Наличие
11.	Габаритные размеры (ДхШхВ), не более	478x403x1620 мм
12.	Гарантийное и сервисное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию, не менее	12 месяцев
13.	Платформа с размером 475x400 мм и 4 колесами со стопором грузоподъемностью 70 кг каждое.	Наличие
14.	Страна происхождения	Россия