



ООО «ЛАБТЕХБИО»,
 Почтовый адрес: 190098, С-Петербург, пл. Труда, д. 4, офис 85-2
 Телефон +7 921 918 42 20
 E-mail: ceo@labtech.bio, www.labtech.bio

Коммерческое предложение_ООО "Лабтехбио"_№ 1137_от_15.11.2023

Кому:	
--------------	--

Предложение действительно до 31 декабря 2023 года.

№	Параметр	Значение
1	Наименование	Криостат полуавтоматический с ректракцией и дезинфекцией с принадлежностями
2	Краткое описание	Прибор для резки замороженных биоматериалов для ускоренного гистологического исследования в научных и медицинских целях
3	Производитель/Страна	Россия
4	Цена, руб.	2 400 000,00
5	Кол-во	1,00
6	Скидка, %	20,00%
7	Пуско-наладка, руб.	80 000,00
8	Стоимость, руб. (НДС - 0)	2 000 000,00
9	Поставка:	30дней
10	Гарантийный срок, мес.	12
11	Иллюстрация	



ООО «ЛАБТЕХБИО»,
Почтовый адрес: 190098, С-Петербург, пл. Труда, д. 4, офис 85-2
Телефон +7 921 918 42 20
E-mail: ceo@labtech.bio, www.labtech.bio

12	Технические характеристики	<p>Тип: Полуавтоматический; Минимальная температура в морозильной камере, 0С: -40°; Минимальная температура полки для замораживания, 0С: -45°; Минимальная температура зажима для образцов, 0С: -60°; Наличие спящего режима для экономии электроэнергии: Да; Температура камеры в спящем режиме: от -1° до -9°; Наличие функции дезинфекции: Да (УФ, озон); Наличие функции автоматической разморозки: Да; Вместимость полки для замораживания (обычная+глубокая заморозка), мест: 26; Наличие модуля глубокой заморозки: Да; Максимальный размер образца: 55x80; Вертикальное перемещение образца, мм: 60; Горизонтальное перемещение образца, мм : 20; Диапазон толщины среза, мкм: 0,5-100; Диапазон тримминга, мкм: 10-400; Наличие режима ретракции: Да; Наличие функции подсчета общего числа и суммарной толщины срезов: Да; Наличие блокировки поворотного механизма: Да; Потребляемая мощность: 600 ВА; Размеры, мм: 660x640x1150; Масса, кг: 135;</p>
----	----------------------------	--

Генеральный директор ООО «Лабтехбио»



/ Катаева Л.И. /