

Техническое задание

Микротом-Криостат полуавтоматический

№ п/п.	Технические параметры/характеристики	Требуемые значения/наличие параметра
1. Характеристики		
1.1	Тип	Полуавтоматический
1.2	Минимальная температура в морозильной камере, 0С, не менее	-40°;
1.3	Минимальная температура полки для замораживания, 0С не менее	-45°
1.4	Минимальная температура зажима для образцов, 0С не менее	-60°
1.5	Наличие функции дезинфекции	Да
1.6	Наличие функции автоматической разморозки	Да
1.7	Наличие модуля глубокой заморозки:	Да
1.8	Максимальный размер образца, не менее	55x80 мм;
1.9	Вертикальное перемещение образца, не менее	60 мм
1.10	Горизонтальное перемещение образца, не менее	20 мм
1.11	Диапазон толщины среза, не хуже, мкм:	0,5-100;
1.12	Диапазон тримминга, не хуже, мкм:	10-400;
1.13	Наличие режима ретракции	Да
1.14	Наличие функции подсчета общего числа и суммарной толщины срезов:	Да
1.15	Наличие блокировки поворотного механизма:	Да
1.16.	Таймер включения/выключения	Да
1.17.	Количество полок для заморозки, не менее	26
1.18.	Наличие функции регулировки скорости изготовления срезов	Да
1.19.	Вес, не более	135