

























№	Наименование	ед. ИЗМ-Я	Фото	Цена, руб
1	Маска защитная лицевая трехслойная. В упаковке 50 шт. Производство РФ, носовой зажим, эластичные резинки, пропайка по периметру. Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		5,2
2	Маска защитная лицевая трехслойная. В упаковке 50 шт. Производство РФ, носовой зажим, эластичные резинки, пропайка по периметру Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		5,2
3	Маска респиратор без клапана KN95, 5 слоев. В упаковке 1 шт. Производство Китай, носовой зажим, эластичные резинки, пропайка по периметру Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		58,5
4	Маска респиратор с клапаном KN95, FFP2, 5 слоев. В упаковке 1 шт. Производство Китай, носовой зажим, эластичные резинки, пропайка по периметру, Фильтрация: 95% твердых частиц Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		156
5	Комбинезон одноразовый нестерильный. В упаковке 1 шт. Производство РФ, размеры 46-56 Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		546
6	Комбинезон одноразовый нестерильный. Премиум. В упаковке 1 шт. Производство РФ, размеры 46-56 Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		1820
7	Комбинезон одноразовый нестерильный. Премиум. В упаковке 1 шт. Производство РФ, размеры 46-56 Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		1820
8	Коврик антибактериальный 500x700 мм. В упаковке 1 шт. Производство РФ, ЭППУ (Крупнопористый+Коралл) Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		1560
9	Спиртовой очиститель антибактериальный. 1 л. Производство РФ, Состав: Изопропиловый спирт (изопропанол 65%), глицерин 15%, пропиленгликоль 5%, экстракт зверобоя 5%, краситель 0.5%, вода умягченная Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		494
10	Спиртовой очиститель антибактериальный. 4 л. Производство РФ, Состав: Изопропиловый спирт (изопропанол 65%), глицерин 15%, пропиленгликоль 5%, экстракт зверобоя 5%, краситель 0.5%, вода умягченная Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		1976
11	Халат для посетителей. В упаковке 1 шт. Производство РФ, Материал: спанбонд, Плотность: 25 г/м2, Рукав: резинка, Цвет: белый\голубой, Одноразовый, Нестерильный, Размер: от 46 до 56 Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		123,5
12	Халат медицинский с бахилами. В упаковке 1 шт. Производство РФ, Материал: ламинированный спанбонд, Плотность: 45 г/м2, на завязках Рукав: резинка, Цвет: белый, Одноразовый, Нестерильный, Размер: от 46 до 56 . Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		221
13	Экран защитный. В упаковке 100 шт. Производство РФ, Материал ПЭТ Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		156
14	Бахилы детские с двойным дном. Производство РФ, Вес: 0.0040 Толщина ПНД: 40 мкм. Материал: первичный ПНД нетекстурированный. Размер: 30*15 ± 1 см. Усиленное дно: на подошве приварен дополнительный слой полиэтилена низкого давления, общая толщина подошвы не менее 40 мкм. Вес 1 пары бахил: не менее 3,0 г Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		1,95

№	Наименование	ед. ИЗМ-Я	Фото	Цена, руб
15	Перчатки нитриловые неопудренные. В упаковке 100 шт. Производство Китай, рамеры М, L, S Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		7,02
16	Перчатки виниловые неопудренные. В упаковке 100 шт. Производство Китай, рамеры М, L, S Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		7,02
17	Перчатки латексные неопудренные. В упаковке 100 шт. Производство Китай, рамеры М, L, S Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		7,02
18	Бахилы 15 мкм. Производство РФ, Вес: 0.0040 Толщина ПНД: 40 мкм. Материал: первичный ПНД нетекстурированный. Размер: 40*15 ± 1 см. Вес 1 пары бахил: не менее 1,8 г Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		1,95
19	Опрыскиватель Жук Оптима 5 л. Производство РФ. Опрыскиватель Жук Оптима нетелескопический брендспойт ОП-220 5 л. Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		906,1
20	Пульсоксиметр MD300C12 Производство Китай. LED дисплей, измеряет SpO2, ЧСС, Пульс-бар, 2 режима отображения информации на дисплее, диапазон измерения SpO2: 70–100%, диапазон измерения пульса: 25–235 уд/мин, низкое потребление энергии, автоматическое отключение. Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		5720
21	Облучатель-рециркулятор ОБНР-2x8-01 Кама Производство РФ. Источник облучения: лампы TUV 8W 2 шт. Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		12998,7
22	Облучатель бактерицидный ОБН-75 Азов Производство РФ. Настенный, корпус для 1-ой лампы 30 Вт и 1-го стартера Philips S10, производительность: 50 м³/ч, объем помещения: 20 м³, металлический корпус, продаются по 2 шт. Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		1287
23	Облучатель бактерицидный ОБН-150 Азов Производство РФ. Настенный, корпус для 2-х ламп 30 Вт и 2-х стартеров Philips S10, производительность: 132 м³/ч, объем помещения: 40 м³, металлический корпус, продаются по 2 шт. Сертификат соответствия и регистрационное удостоверение имеется	шт		1690
24	Бесконтактный термометр Производство Китай	шт		3770

ВНИМАНИЕ!

Товар всегда на складе!

Все цены указаны без НДС на складе в Мскве.

По желанию клиента - доставка в регионы.

+79219184270, +7 812 600 47 53, e-mail: commerce@labtech.bio