

Коммерческое предложение ООО "Лабтехбио" _№ 1303_15.11.2023

Заказчик:

Предложение действительно до 31 декабря 2023 года.

№	Параметр	Значение
1	Наименование	Ротационный автоматический микротом KD-3358
4	Краткое описание	Полу-автоматический ротационный микротом
3	Производитель/Страна	Китай (code: KD-3358)
4	Цена, руб.	1 650 000,00
5	Кол-во	1
6	Скидка, %	30,00%
7	Пуско-наладка, руб.	45 000,00
8	Стоимость, руб.	1 200 000,00
9	Поставка:	30 дней
10	Гарантийный срок, мес.	12
11	Иллюстрация	



ООО «ЛАБТЕХБИО»,
Почтовый адрес: 190098, С-Петербург, пл. Труда, д. 4, офис 85-2
Телефон +7 921 918 42 20
E-mail: ceo@labtech.bio, www.labtech.bio

1	Технические характеристики	<p>Тип прибора - Ротационный полуавтоматический; Моторизованная подача образца - да; Диапазон установки толщины среза, мкм - 0,25-60; Шаги установки толщины среза, мкм - 0,25 в диапазоне 0,25-1; 1 в диапазоне 1-10; 2 в диапазоне 10-20; 5 в диапазоне 20-60; Значение ретракции образца, мкм - 23; Диапазон тримминга, мкм - 1-900; Вертикальное перемещение образца, мм - 52; Горизонтальное перемещение образца, мм - 28; Максимальный размер образца, мм - 50x70; Возможность изменения угла наклона лезвия - да; Стандартный объектодержатель для кассет с функцией быстрой замены и универсальный для блоков - да; Точная ориентация образца с нулевой точки отсчета - да; Регулировка ориентации образца по осям X и Y, +\-, ° - 8; Ориентация образца по оси Z - 360°; Держатель для сменных лезвий с защитой для рук - да; Возможность использования всего режущего края лезвия – репозиция держателя лезвия вправо-влево - да; Просторный лоток, окружающий всю рабочую поверхность для отработанных срезов с быстроразъемным креплением - да; Режим блокировки махового колеса в любом положении - да; Потребляемая мощность, ВА - 100; Габариты, (ДхШхВ), мм - 580x410x305; Масса, кг - 29; Комплект поставки: Шнур питания - 1, предохранители - 2, лезвия 50шт/уп - 1 - Наличие; Регистрационное удостоверение - РЗН 2021/139443;</p>
---	----------------------------	--

Генеральный директор ООО «Лабтехбио»



/Катаева Л.И./