



№ п/п	Производитель	Leica	Kedi	
	Модель	RM2245	KD-3358	универсальные
	Изображение			Технические характеристики для организации аукциона
1	Тип прибора полуавтоматический	Ротационный полуавтоматический	Ротационный полуавтоматический	Наличие
2	Моторизованная подача образца	Да	да	Наличие
3	Диапазон установки толщины среза, мкм	0,25-100	0,25-60	не хуже 0,25-60
4	Шаги установки толщины среза, мкм	0,25 в диапазоне 0,25-5; 1 в диапазоне 5-20; 5 в диапазоне 20-60; 10 в диапазоне 60-100	0,25 в диапазоне 0,25-1; 1 в диапазоне 1-10; 2 в диапазоне 10-20; 5 в диапазоне 20-60	не менее 0,25 и не более 0,3 в диапазоне 0,25-1; не менее 0,5 и не более 1 в диапазоне 1-5; не менее 1 не более 2 в диапазоне 5-20; не менее 2 и не более 5 в диапазоне 20-60
5	Значение ретракции образца, мкм	Да (5-100 мкм)	23	не менее 0-23
6	Диапазон тримминга, мкм	1-600	1-900	Не хуже 1-600
7	Вертикальное перемещение образца, мм	70	52	Не менее - 52
8	Горизонтальное перемещение образца, мм	28	28	Не менее - 28
9	Максимальный размер образца, мм	50x60x40	50x60	Не менее - 50x60
10	Функция подсчета общего числа срезов	Да	да	Наличие
11	Возможность изменения угла наклона лезвия	Да	да	Наличие
12	Стандартный объектодержатель для кассет с функцией быстрой замены и универсальный для блоков	Да	да	Наличие
13	Точная ориентация образца с нулевой точки отсчета	Да	да	да
14	Регулировка ориентации образца по осям X и Y, +/-, °	8°	8°	Не менее - 8°
15	Возможность ориентации образца по оси Z на 360 градусов	да	да	Наличие
16	Держатель для сменных лезвий с защитой для рук	Да	да	Наличие
17	Возможность использования всего режущего края лезвия – репозиция держателя лезвия вправо-влево	Да (40 мм), но не для всех держателей	да	Наличие
18	Просторный лоток, окружающий всю рабочую поверхность для отработанных срезов с быстроразъемным креплением	Да	да	Наличие
19	Режим блокировки махового колеса в любом положении	Да	да	Наличие
20	Потребляемая мощность, ВА	70 ВА	100	не менее 40 и не более 100
21	Габариты, (ДxШxВ), мм	618x413x305	580x410x305	не более - 620x550x320
22	Масса, кг	37	29	не более - 37
23	Регистрационное удостоверение	РЗН 2013/1009	РЗН 2021/13944	Наличие