

Техническое задание на шкаф для архивирования гистологических блоков В-103

	Наименование параметра	Предлагаемая функция или величина параметра
1.	Шкаф для архивирования гистологических блоков	Наличие
2.	Число модулей в комплекте, не менее	3
3.	Число выдвижных ящиков в одном модуле, не менее	6
4.	Общее число выдвижных ящиков в комплекте, не менее	18
5.	Общая вместимость гистологических блоков в комплекте, не менее	15 000
6.	Возможность масштабирования шкафа в высоту на 430 мм и 5000 блоков	Наличие
7.	Толщина материала корпуса, ящиков и основания шкафа - сталь марки GB710, не менее	1 мм
8.	Материал ручки дверцы ящика из АБС-пластика	Наличие
9.	Габаритные размеры (ДхШхВ), не более	478x450x1295 мм
10.	Платформа с размером 475x450 мм и 4 колесами со стопором грузоподъемностью 70 кг каждое.	Наличие
11.	Гарантийное и сервисное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию, не менее	12 месяцев
12.	Страна происхождения	Россия